

DENVER

Manômetro cirúrgico para DISCOGRAFIA DE COLUNA

Utilizado para **discografia provocativa**, administrando contraste para detecção e diagnóstico de **dores crônicas, doenças degenerativas** e **danos estruturais** nos discos intervertebrais da coluna.



COMPOSIÇÃO DO KIT:

1 Manômetro Digital	2 agulhas 17Gx220 mm e 17Gx150 mm	Fio Guia de Nitinol Ø0,80x300 mm PR/PR
Caneta Marcadora de Pele	Régua	Torneira 03 Vias

DENVER

Manômetro cirúrgico para DISCOGRAFIA DE COLUNA



MANÔMETRO DIGITAL

Função principal:

Controle da pressão discal durante a discografia provocativa e administração de contraste no disco intervertebral.

Alta precisão:

Permite o monitoramento seguro da pressão dentro do disco, auxiliando no diagnóstico preciso.

INDICAÇÃO DE USO

• Indicado para pacientes com **dores discogênicas** e suspeita de **patologias degenerativas na coluna**.

Possibilita o uso complementar de **raio-X ou ultrassom** para melhor diagnóstico.

DIFERENCIAIS DO PRODUTO

Manômetro Digital de Alta Precisão
para controle da pressão discal

Kit completo para realização do procedimento com segurança e eficiência

Esterilizado por Óxido de Etileno (ETO)
pronto para uso

Produto de uso único
garante segurança ao paciente



+55 11 2897-5200

Av. Maria Servidei Demarchi, 2343
São Bern. do Campo/SP - CEP: 09820-000

otimaindustria.com.br

otima_industria

otima_industria



Registro ANVISA: 81471639017

Representante: