

EVO

A EVOLUÇÃO DA DESCOMPRESSÃO E DESBRIDAMENTO
DA CABEÇA FEMORAL DE FORMA SIMPLES E GUIADA.



 **Oti**MA

EVO

O Kit EVO com fio-guia em embalagem única, representa uma evolução nos procedimentos de descompressão guiada do quadril e cabeça femoral. Com uma lâmina de alta precisão e o fio-guia, garante praticidade e eficácia ao procedimento.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Lâmina de uso único
- ✓ Abertura de 2,5 cm
- ✓ Fio Guia
- ✓ Simples utilização
- ✓ Agilidade e rapidez no procedimento



INDICAÇÃO

Kit de Descompressão foi projetado para o desbridamento de necroses avasculares de cabeça femoral (descompressão). O sistema permite o desbridamento do tecido necrosado, paulatinamente através de sua abertura de até 2,5 cm, e preparando o local para aplicação de substituto ósseo através de material adequado.

FIO GUIA 3.0MM



REGISTRO ANVISA: 81471639009



+55 11 2897-5200

comercial@otimaindustria.com.br

otimaindustria.com.br

Representante: