

FIXADOR TUBO A TUBO

MAIS AGILIDADE E PRATICIDADE NAS FIXAÇÕES ORTOPÉDICAS




FIXADOR TUBO A TUBO

O sistema de fixação temporária **Otima** é indicado para fixação externa de fraturas abertas e/ou instáveis de tíbia, fêmur e extensão das articulações do joelho e do tornozelo. A **fixação externa** temporária destina-se à estabilização em que lesões nos tecidos moles podem impedir o uso de outros tratamentos de fratura com fixação interna. O **design modular** do sistema de fixação externa Ótima permite a **versatilidade** de acordo com a preferência do cirurgião para construção do quadro, aumentando o **conforto do paciente e a mobilidade pós-operatória**. O design dos componentes do sistema Ótima exibe maior grau de versatilidade, minimizando o número de elementos necessários.

RECURSOS E BENEFÍCIOS

- ✓ Barras de alumínio em opções de comprimento 150mm, 200mm, 250mm, 300mm, 350mm e 400mm, proporcionando uma montagem leve.
- ✓ Conectores barra/barra e barra/pino em alumínio para uma construção leve.
- ✓ Conectores barra/pino com sistema de engate rápido com o intuito de tornar o intra-operatório rápido e ágil.
- ✓ O sistema inclui um conjunto de aperto de parafuso de alta precisão para alcançar a tensão axial desejada em construções barra/barra e de barra/pino.
- ✓ Pinos de schanz de 4.0mm a 6.0mm em aço inoxidável, para aumentar a resistência e rigidez da construção.



REGISTROS ANVISA: 81471630001 / 81471630006 / 81471630007



☎ +55 11 2897-5200

✉ comercial@otimaindustria.com.br

🌐 otimaindustria.com.br

Representante: