

FOOTFIX

Sistema de fixação externa para MEMBROS INFERIORES

O **Foot Fix** é um sistema de fixação externa para os membros inferiores, projetado para ser utilizado em condições pós-cirúrgicas, especialmente para estabilizar fraturas e deformidades no pé e tornozelo.

Este produto é composto por várias peças que permitem a montagem de um fixador circular, proporcionando a estabilização necessária para a recuperação de cirurgias complexas nos pés e tornozelos.



FOOTFIX

Sistema de fixação externa para
MEMBROS INFERIORES

Indicações

O Foot Fix é indicado para a montagem de fixadores circulares para o tratamento de fraturas e deformidades nos pés, especialmente após cirurgias ortopédicas.

As principais indicações incluem:

- Fusão de articulações do tornozelo e pé
- Estabilização de fraturas do pé
- Correção de deformidades ósseas e de tecidos moles
- Tratamento de pseudoartrose ou não união dos ossos do pé
- Artrodese articular

Modo de Uso

O uso do Foot Fix Surgicol requer planejamento cirúrgico detalhado, levando em consideração a anatomia do paciente, como nervos e artérias, além da deformidade a ser corrigida.

Durante a instalação do fixador, as chave distratoras e chave Cardan são usadas para ajustar os segmentos ósseos, permitindo a correção da deformidade.

A fixação é feita com precisão, garantindo que os anéis permaneçam ortogonais aos segmentos ósseos.



+55 11 2897-5200

Av. Maria Servidei Demarchi, 2343
São Bern. do Campo/SP - CEP: 09820-000

otimaindustria.com.br

otima_industria

otima_industria



REGISTRO ANVISA: 81471630019

Representante: