


LÂMINA EXTRATORA

EXTRAÇÃO COMPLETA DE ACETÁBULOS




LÂMINA EXTRATORA



CARACTERÍSTICAS

- ✓ Duas lâminas de cada medida, sendo uma inicial curta, e uma longa para extração completa do acetábulo.
- ✓ Lâminas intercambiáveis de uso único, estéril.
- ✓ Aplicáveis para remoção de acetábulos a partir de 44mm, até 64mm com incremento de 2mm.
- ✓ Instrumental* composto por dois cabos alinhadores que se ajustam as lâminas e se acoplam as cabeças centralizadoras, nos diâmetros de 22, 26, 28, 32 e 36mm, em acetábulos que ainda contenham o liner. Para acetábulos que não contenham o liner, cabeças de 39mm a 60mm.

* Instrumental vendido a parte.



REGISTROS ANVISA: 81471630003 / 81471630005 / 81471630028



+55 11 2897-5200

comercial@otimaindustria.com.br

otimaindustria.com.br

Representante: