

MaxVis

LANÇAMENTO

SISTEMA CIRÚRGICO
AJUSTÁVEL COM
ANCORAMENTO



MaxVis

SISTEMA CIRÚRGICO AJUSTÁVEL COM ANCORAMENTO

É um sistema cirúrgico ajustável com ancoramento próprio e estéril que oferece um acesso seguro e eficaz à coluna vertebral, proporcionando diversas vantagens:

- **Formato e Ponta Atraumática:**

Desenvolvido para mitigar lesões na região de uso e tecidos adjacentes. O formato das pontas das cânulas dilatadoras facilitam a dilatação do tecido durante o procedimento cirúrgico que demanda precisão e controle na abertura do campo cirúrgico.

- **Dilatação Sequencial:**

Permite uma incisão inicial pequena e controlada por marcação que sinaliza a profundidade correta. A abertura é aumentada gradualmente, reduzindo o dano ao tecido.

- **Redução do Tempo de Recuperação:**

Menor dano ao tecido facilita uma recuperação mais rápida para o paciente.

- **Menor tempo de procedimento:**

Devido ao sistema de ancoramento próprio, que desobriga à fixação externa, possibilita tempo cirúrgico menor.

A eficácia de qualquer técnica cirúrgica depende da técnica do cirurgião e dos protocolos estabelecidos.



**Sistema
com Patente
Requerida**

Tamanhos

- 60mm
- 70mm
- 80mm
- 90mm
- 100mm
- 110mm

Componentes

- Dilatador Final
- Punção Iniciadora
- Cânulas de Dilatação
- Protetor de Dedo

REGISTRO ANVISA: 81471639018



+55 11 2897-5200

Av. Maria Servidei Demarchi, 2405
São Bern. do Campo/SP - CEP: 09820-000

otimaindustria.com.br

otima_industria

otima_industria



Representante: