



# Munich

DESCOMPRESSÃO DE HÉRNIA DE DISCO INTERVERTEBRAL



**Apresentação do Kit:**

- 1 Régua
- 1 Fresa canulada Ø4 x 200mm
- 1 Fio guia de nitinol 0,80mm x 400mm
- 1 Caneta marcadora de pele
- 1 Cânula 17G x 220mm
- 1 Bisturi com cabo nº 11 C
- 1 Equipo com 2 vias ou 4 vias



# MUNIQUE

O Kit Munique é um conjunto de dispositivos cirúrgicos projetados especificamente para realizar procedimentos de descompressão de hérnia de disco intervertebral e/ou tratamento de protusão discal parcial do anel fibroso. Este kit versátil e eficiente é adequado para procedimentos realizados tanto por via percutânea quanto por via endoscópica, além de servir como kit inicial de acesso para procedimentos endoscópicos mais complexos.


## BENEFÍCIOS

Projetado para fornecer descompressão precisa e eficaz da hérnia de disco intervertebral, aliviando a pressão sobre os nervos e proporcionando alívio dos sintomas associados.

Além de tratar hérnias de disco, o kit também é eficaz no tratamento de protusão discal parcial do anel fibroso, causada por distensão, dilatação e/ou desgaste.

Proporciona flexibilidade ao cirurgião, permitindo a realização do procedimento tanto por via percutânea quanto por via endoscópica, conforme a preferência e necessidade do paciente e do profissional de saúde.

Facilita a descompressão e tratamento de hérnias de disco e também serve como um acesso inicial para procedimentos endoscópicos mais complexos. Possibilitando a realização de intervenções cirúrgicas adicionais e o uso de outros acessórios cirúrgicos, quando necessário.



## CARACTERÍSTICAS

### Dispositivos de Alta Precisão

O kit é composto por dispositivos cirúrgicos de alta qualidade e precisão, garantindo resultados consistentes e confiáveis.

### Compatibilidade Endoscópica

Todos os dispositivos são compatíveis com técnicas endoscópicas, permitindo uma abordagem menos agressiva quando apropriado.

### Esterilização Segura

Fabricados com materiais de qualidade médica e esterilizados para uso único, nossos dispositivos reduzem o risco de infecção cruzada associado a materiais reutilizáveis, garantindo maior segurança.

REGISTRO ANVISA: 81471639012



+55 11 2897-5200

comercial@otimaindustria.com.br

otimaindustria.com.br

Representante:

MUNIQUE 05/2024