

# X-SPINE

## Debridaç o do espa o do DISCO INTERVERTEBRAL

A **L mina Expansiva X-Spine**   um dispositivo m dico descart vel indicado para a debrida o do espa o do disco intervertebral.

Este procedimento visa limpar os tecidos lesionados, degenerados ou inflamados na regi o da coluna vertebral, especificamente entre os discos.

Oferece alta resist ncia e durabilidade durante o uso.



## Debridação do espaço do DISCO INTERVERTEBRAL



### Indicações e Finalidade de Uso

- Indicação: a Lâmina Expansiva X-Spine é indicada para debridação do espaço intervertebral, removendo tecido lesionado, degenerado ou inflamado entre os discos da coluna vertebral.
- Finalidade: auxiliar no tratamento de patologias que afetam a coluna vertebral, proporcionando a limpeza necessária para o sucesso de procedimentos cirúrgicos.

### Mecanismo de Ação

A Lâmina Expansiva X-Spine é inserida em uma haste cânula, adaptável ao local do procedimento. O cabo da haste permite girar as lâminas na extremidade da ferramenta, facilitando a debridação do platô do disco intervertebral e promovendo a limpeza do local.

### Modo de Uso

- O produto deve ser manuseado exclusivamente por profissionais habilitados, seguindo as técnicas e protocolos cirúrgicos adequados.
- Antes da cirurgia: Retire o dispositivo de sua embalagem apenas no momento do uso, preferencialmente em ambiente estéril.
- Esterilização: O produto é fornecido estéril, através de óxido de etileno, e deve seguir os protocolos hospitalares de esterilização. Produto de uso único, não sendo permitido o reprocessamento.
- O profissional cirurgião deve escolher a técnica cirúrgica apropriada para o procedimento.
- Após o uso, o dispositivo deve ser descartado de acordo com os regulamentos aplicáveis para materiais perfurocortantes e contaminados.



+55 11 2897-5200

Av. Maria Servidei Demarchi, 2343  
São Bern. do Campo/SP - CEP: 09820-000

otimaindustria.com.br

otima\_industria

otima\_industria



Registro ANVISA: 81471639021

Representante: